

新闻发布

使用普发真空 SpeedAir 3050，质量提取检测出最小缺陷尺寸

- 药品安全
- 容器密封完整性测试 (CCIT)
- 全球无损检测 (NDT)

德国阿斯拉尔，2023 年 10 月 24 日。作为全球领先的真空技术供应商之一的普发真空，推出了新型泄漏测试仪 SpeedAir 3050，这是一种用于无孔药品容器的一体化解决方案。SpeedAir 为多种产品提供容器密封完整性测试 (CCIT) 解决方案：不管产品是否是柔性的还是刚性的、液体的还是固体的，SpeedAir 都可以快速准确地进行测试。通常，这种质量提取仪仅需 30 – 45 秒，就可快速高效地提供结果。

测试时间短至 30 – 45 秒，却提供可靠的结果，确保药品容器的密封完整性。与专注于特定区域或接入点的替代方法不同之处在于，SpeedAir 为容器提供全面的全球无损检测 (NDT) 方法。它符合 ASTM 标准 F3287-17，独立第三方实验室证明了使用基于空气的技术达到 1 微米的能力。

若涉及的是液体产品，SpeedAir 脱颖而出为一种非常灵敏的基于空气的技术。测试结果可重复且可靠——消除了与假阴性和假阳性相关的风险。

SpeedAir 完全符合行业标准。它采用 USP <1207> 认可的质量提取技术，并与 FDA CFR Part 11 兼容软件一起运行，确保测试过程符合最高监管标准。

您可以在此处找到有关 **SpeedAir 3050** 的更多信息：

<https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-speedair-3050-zh>



图片说明：普发真空 SpeedAir 3050

您可以在此处找到高分辨率图像，以供下载。

Press Contact:

Pfeiffer Vacuum GmbH

Public Relations

Sabine Neubrand

T +49 6441 802 1223

F +49 6441 802 1500

Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum (Shanghai) Co., Ltd.

普发真空技术（上海）有限公司

方子祥 / Steven Fang

Marketing / Marcom Manager

T +86 21-3393 3940 - ext 280

F +86 21-3393 3944

Steven.Fang@pfeiffer-vacuum.cn

3rd Floor, Building 2, Youyou Century Plaza, 428 South Yanggao Road

200127 Shanghai-China

中国上海市浦东新区杨高南路428号由世纪广场2号楼3楼

About Pfeiffer Vacuum

普发真空- (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604)-作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一。我们不仅拥有全系列的复合轴承及全磁悬浮涡轮分子泵,同时还拥有各种旋片泵,干泵,罗茨泵,多级罗茨泵,检漏仪,真空计,质谱仪等产品以及真空管件和系统解决方案。从普发真空发明涡轮分子泵至今,我们在全球分析仪器、工业、科研、半导体和前端技术领域,始终代表着创新的解决方案和高品质的产品。公司自1890年创立至今百余年始始终走在世界前沿, 在全球拥有 4,000 多名员工, 20 多个办事处和 10 个制造工厂。

更多信息, 请浏览 www.pfeiffer-vacuum.cn