

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grâce au SpeedAir 3050 de Pfeiffer Vacuum, la technologie Mass Extraction* détecte les défauts les plus petits

- **Sécurité des produits pharmaceutiques**
- **Test d'intégrité des emballages primaires (CCIT)**
- **Test non destructif global (NDT)**

Aslar, le 24 octobre 2023. Pfeiffer Vacuum, l'un des leaders mondiaux sur les marchés du vide, introduit le nouveau testeur d'étanchéité SpeedAir 3050, une solution tout-en-un pour les emballages primaires pharmaceutiques non poreux. Le SpeedAir offre une solution CCIT pour un large éventail de produits: Qu'il s'agisse d'emballages flexibles ou rigides, et de produits liquides ou solides, le SpeedAir peut les tester de manière rapide et précise. Cet instrument ne nécessitant en moyenne que 30 à 45 secondes, fournit rapidement et efficacement des résultats.

Avec des cycles de test aussi courts que 30 à 45 secondes, il fournit des résultats fiables garantissant l'intégrité des emballages primaires pharmaceutiques.

Contrairement aux méthodes alternatives, focalisées sur des zones spécifiques, le SpeedAir procède à un test non destructif (NDT) global et complet des emballages primaires. Sa technologie basée sur l'air est conforme à la norme ASTM F3287-17, grâce à la limite de détection de 1 micron démontrée par des laboratoires tiers indépendant.

En ce qui concerne les produits liquides, le SpeedAir se démarque grâce à sa technologie de test d'étanchéité à l'air parmi les plus sensibles du marché. Les résultats sont répétables et fiables, éliminant ainsi les risques associés aux faux négatifs et faux positifs.

Le SpeedAir est 100 % conforme aux normes de l'industrie. Il exploite la technologie Mass Extraction reconnue USP <1207> et opère avec un logiciel conforme à la 21 CFR Partie 11 de la FDA, pour des processus de contrôle répondant aux normes réglementaires les plus exigeantes.

*Mass Extraction : Test d'étanchéité à l'air en utilisant un capteur micro-débit.

Trouvez plus d'informations sur SpeedAir 3050 ici :

<https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-speedair-3050-en>



Légende de la photo : **SpeedAir 3050** de Pfeiffer Vacuum

Trouvez des images en haute résolution à télécharger **ici**.

Contact presse :

Pfeiffer Vacuum GmbH

Public Relations

Sabine Neubrand

T +49 6441 802 1223

F +49 6441 802 1500

Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

À propos de Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (symbole boursier PFV, ISIN DE0006916604) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vide. Outre une gamme complète de turbopompes hybrides et à lévitation magnétique, le portefeuille de produits comprend des pompes à vide préliminaires, des détecteurs de fuites, des appareils de mesure et d'analyse, des composants du vide ainsi que des systèmes et des chambres de vide. Depuis l'invention de la turbopompe par Pfeiffer Vacuum, la société est synonyme de solutions innovantes et de produits de haute technologie sur les marchés de l'analyse, de l'industrie, de la recherche et développement, ainsi que les semi-conducteurs et les technologies futures. Fondée en 1890, Pfeiffer Vacuum est maintenant présente dans le monde entier. L'entreprise emploie environ 4 000 personnes et compte plus de 20 entreprises de vente et de services et 10 sites de production dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pfeiffer-vacuum.com.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

