

보도 자료

질량 추출이 Pfeiffer Vacuum 의 SpeedAir 3050 으로 가장 작은 결함 크기를 감지하다

- 제약 제품 안전
- 용기 마개 무결성 테스트(CCIT)
- 글로벌 비파괴 테스트(NDT)

독일아슬라, 2023 년 10 월 24 일. Pfeiffer Vacuum 이 비 다공성 제약 용기에 대한 일체형 솔루션인 신형 리크 테스터 SpeedAir 3050 을 출시합니다. SpeedAir 는 광범위한 제품에 대해 CCIT 솔루션을 제공합니다. 제품이 유연하든 단단하든, 액체이든 고체이든, SpeedAir 는 신속 정확하게 제품을 모두 테스트합니다. 이 질량 추출 장비는 빠르고 효율적인 결과를 제공하는데 일반적으로 30~45 초 정도만 소요됩니다.

30~45 초 정도로 짧은 테스트 시간에 제약 용기의 무결성을 보장하여 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 특정한 영역이나 접근 지점에 집중하는 대체 방법들과 달리 SpeedAir 은 용기에 대해 광범위한 글로벌 비파괴 테스트(NDT) 접근 방식을 제공합니다. ASTM 표준 F3287-17 을 준수하며, 공기 기반 기술을 사용하여 독립적인 타 연구실에서 1 마이크로미터까지 성능을 입증합니다.

액체 제품인 경우 SpeedAir 은 매우 민감한 공기 기반 기술을 이용할 수 있다는 점이 돋보입니다. 거집 음성 및 양성 반응과 관련된 위험을 제거함으로써, 결과는 반복적이고 신뢰할 수 있습니다.

SpeedAir 은 산업 표준을 완전히 준수합니다. USP <1207> 인증을 받은 질량 추출 기술을 사용하고 FDA CFR 파트 11 을 준수하는 소프트웨어로 운영하여 테스트 프로세스가 가장 높은 규제 표준을 충족하도록 보장합니다.

SpeedAir 3050 에 대한 자세한 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다:

<https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-speedair-3050-ko>



사진 설명: 파이퍼 베큘의 SpeedAir 3050

여기 에서 다운로드 할 고해상도 이미지를 찾을 수 있습니다.

Press Contact:

Pfeiffer Vacuum GmbH

Public Relations

Sabine Neubrand

T +49 6441 802 1223

F +49 6441 802 1500

Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

About Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (증권 거래소 심볼 PFV, ISIN DE0006916604)은 세계 최고의 진공 솔루션 업체 중 하나입니다. 다양한 범위의 하이브리드 및 자기 부상 터보 펌프 외에도 제품 포트폴리오에는 backing 펌프, 누설 감지기, 측정 및 분석 장치, 진공 구성품 및 진공 챔버 및 시스템이 포함됩니다. Pfeiffer Vacuum 이 터보 펌프를 발명한 이래로 이 회사는 분석, 산업, 연구 및 개발, 코팅 및 반도체 시장에서 사용되는 혁신적인 솔루션과 하이테크 제품을 대변해 왔습니다. 1890 년 설립된 파이프 베큘은 현재 전 세계에서 활발히 활동하고 있습니다. 파이프 베큘은 4,000 명 이상의 직원을 고용하고 있으며 전 세계적으로 20 개의 판매 및 서비스 회사와 10 개의 생산 현장을 보유하고 있습니다.

For more information, please visit www.pfeiffer-vacuum.com.

유튜브에서 우리를 방문:

